



SYSTEM UPRZĘŻY PEDIATRYCZNEJ FERNO PEDI-MATE® PLUS

OPIS PRODUKTU:

Ferno Pedi-Mate® PLUS jest bezpiecznym systemem transportowym dla dzieci, kompatybilny z noszami Ferno.

Uprząż pediatryczna Pedi-Mate® PLUS jest przeznaczona do zabezpieczania niemowląt i małych dzieci o wadze od 4,5 do 45,4 kg na noszach Ferno w trakcie transportu.

Pedi-Mate® PLUS jest wykonany z miękkiego, lekkiego winylu. Mocowany jest w trzech punktach do ramy noszy Ferno jednoczęściowymi pasami z klamrami szybkomocującymi.

Pięciopunktowa uprząż pacjenta składa się z dwóch pasów opinających ramiona i klatkę piersiową oraz pasa w kroczu. Wszystkie pasy są w pełni regulowane i mocuje je centralna klamra szybkomocująca.

KORZYŚCI:

- Umożliwia bezpieczny i szybki transport pacjenta pediatrycznego na noszach Ferno
- Niewielkie wymiary i waga
- Wykonany z bezpiecznych dla pacjenta materiałów, łatwych do czyszczenia

SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	OBCIĄŻENIE	WAGA	WYTRZYMAŁOŚĆ PASÓW	WYMIARY PO ZWINIĘCIU
48,3 cm	90,2 cm	od 4,5 do 45,4 kg	1,6 kg	1,6 t	średnica 114 mm długość 483 mm

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

