

WIDEOLARYNGOSKOP AIRTRAQ PLUS

OPIS PRODUKTU:

Wideolaryngoskop Airtraq Plus A600 to zaawansowany wideolaryngoskop zaprojektowany z myślą o szybkiej i bezpiecznej intubacji - także w przypadkach trudnych dróg oddechowych.


Anatomiczny kształt łyżki ułatwia intubację bez użycia siły, zwiększając komfort pracy i bezpieczeństwo pacjenta.

Jeden wideolaryngoskop pasuje do wszystkich typów i rozmiarów łyżek Airtraq Plus - co znacząco upraszcza logistykę i zwiększa uniwersalność zastosowania.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Model: A600
- Ekran: dotykowy 3,5" IPS, kolorowy, obrotowy (obróć obrazu o 180°), rozdzielczość: 640 x 480
- Kąt widzenia panelu: 85°
- Czujnik wideo: cyfrowy CMOS (rozdzielczość 800 x 800)
- Optyka i start: automatyczny start (3 sek.) po montażu łyżki oraz zoom i oświetlenie dopasowywane automatycznie do rozmiaru łyżki
- Tryb VL+FOB: płynna, ręczna regulacja natężenia światła (redukcja do 20% jasności)
- Łączność: WiFi (zasięg min. 5 m) oraz przewodowa (USB-C, HDMI)
- Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,6 V (co najmniej 150 minut pracy), wskaźnik naładowania na ekranie
- Pamięć: 16 GB (ok. 10 godzin nagrań)
- Klasa szczelności: IP55 (odporność na kurz i zachłapania)
- Wymiary / waga: 260 x 75 x 85 mm / 195 g
- Rejestracja wideo: automatyczna (z możliwością konfiguracji/wyłączenia przez użytkownika)
- Materiał i oznaczenia: nakładki kodowane kolorami, wykonane w 100% z poliwęglanu z recyklingu

INTUBACJA Z DOWOLNEJ POZYCJI I W KAŻDEJ SYTUACJI



DO RUTYNYWYCH I TRUDNYCH DRÓG ODDECHOWYCH



Idealnie wyważone



W pełni hermetyczne łyżki
ze zintegrowanym uchwytem



Ekran dotykowy 3,5"
Intuicyjna i przyjazna dla
użytkownika nawigacja

W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM:

MODEL:	
A609	Akumulator
A690	Stacja ładująca
A691	Zasilacz sieciowy AC/DC
A692	Kabel do ładowania (USB-A do USB-C pod kątem 90°)
A680	Kabel wideo (HDMI)
A681	Kabel do transmisji danych (USB-C do USB-C)

RODZAJE ŁYŻEK:

A6M1	Łyżka MacIntosh dla niemowląt (rozmiar 1)
A6M2	Łyżka MacIntosh pediatryczna (rozmiar 2)
A6M3	Łyżka MacIntosh dla dorosłych - mała (rozmiar 3)
A6M4	Łyżka MacIntosh dla dorosłych (rozmiar 4)
A6HA	Łyżka dla dorosłych o zwiększonym kącie (hiperzakrzywiona)
A6C0	Łyżka z kanałem dla niemowląt
A6C1	Łyżka z kanałem pediatryczna
A6C2	Łyżka z kanałem dla dorosłych - mała
A6C3	Łyżka z kanałem dla dorosłych

AKCESORIA DODATKOWE:

A300	Dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny 10,4"
------	--

**MacIntosh****Hiperzakrzywiona****Z kanałem****KORZYŚCI:**

- Minimalizuje czas potrzebny do wykonania intubacji.
- Znacząco zwiększa szanse na udaną intubację przy pierwszej próbie.
- Zmniejsza potrzebę użycia siły podczas intubacji.
- Ułatwia intubację w ekstremalnych sytuacjach i z każdej pozycji.
- Redukuje koszty i zapobiega potencjalnym uszkodzeniom.
- Zapewnia wysoką skuteczność intubacji w przypadku trudnych dróg oddechowych.
- Upraszcza logistykę – jedno urządzenie pasuje do wszystkich typów i rozmiarów łyżek Airtraq Plus.

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

