

WIDEOLARYNGOSKOPY AIRTRAQ

NAJPROSTSZE ROZWIĄZANIE DO WIDEO INTUBACJI



OPIS PRODUKTU:

Wideolaryngoskopy AIRTRAQ to praktyczne rozwiązanie do zabezpieczenia górnych dróg oddechowych podczas trudnej intubacji. Dzięki zintegrowanemu kanałowi na rurkę intubacyjną do jej wprowadzenia nie jest potrzebna prowadnica. Dodatkowo anatomiczny kształt łopatki znacznie ułatwia całą procedurę, niwelując użycie siły i umożliwiając intubację pacjentów m. in. z założonym kołnierzem ortopedycznym.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Zintegrowany kanał na rurkę intubacyjną
- Brak potrzeby użycia prowadnicy
- Unikatowy, anatomiczny kształt łopatki jest lepiej dopasowany do górnych dróg oddechowych
- Dostępne w wersji jednopacjentowej SP (dla wszystkich grup wiekowych) oraz wielokrotnego użytku Avant (dla dorosłych)
- Kamera z funkcją WiFi kompatybilna z obiema wersjami wideolaryngoskopów
- Zapewnia różne sposoby wizualizacji np. za pomocą kamery lub pod kontrolą wzroku



INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

WERSJA SP:

A-011	Wideolaryngoskop Airtraq-SP dla dorosłych
A-021	Wideolaryngoskop Airtraq-SP dla dorosłych - mały
A-031	Wideolaryngoskop Airtraq-SP dla dzieci
A-041	Wideolaryngoskop Airtraq-SP dla niemowląt
A-061	Wideolaryngoskop Airtraq-SP do intubacji nosowej
A-071	Wideolaryngoskop Airtraq-SP DL do rurek dwuświatłowych

Termin przydatności: 3 lata od daty produkcji

WERSJA AVANT:

A-511	Airtraq Avant - jednorazowe łyżki dla dorosłych - 50 szt.
A-521	Airtraq Avant - jednorazowe łyżki dla dorosłych małe - 50 szt.

Termin przydatności: 3 lata od daty produkcji

KAMERA:

A-390	Airtraq Kamera WiFi z kablem USB
A-390-KIT	Airtraq Kamera WiFi z etui, stacją dokującą i ładowarką

Okres gwarancji: 1 rok



Niska waga,
duży dotykowy wyświetlacz



Gumowe etui zabezpieczające
przed uszkodzeniami mechanicznymi



Dostępny w rozmiarach
dla wszystkich grup wiekowych



Komunikacja bezprzewodowa
z urządzeniami mobilnymi



Stacja dokująca

KORZYŚCI:

- Minimalizuje czas potrzebny do wykonania intubacji
- Znacząco zwiększa szanse na udaną intubację przy pierwszej próbie
- Zmniejsza potrzebę użycia siły podczas intubacji
- Ułatwia intubację w ekstremalnych sytuacjach i z każdej pozycji np. w uwięzionym samochodzie lub „face to face”
- Redukuje koszty i zapobiega potencjalnym uszkodzeniom
- Zapewnia wysoką skuteczność intubacji w przypadku trudnych dróg oddechowych
- Umożliwia intubację pacjentów np. z założonym kołnierzem ortopedycznym lub szczękociskiem
- Minimalizuje ryzyko uszkodzenia zębów

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

