

**OPIS PRODUKTU:**

Łatwiejszy transport dla pacjentów i personelu medycznego.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Steering Plus™ – system kierowania posiadający w pełni blokowany pięciokołowy układ hamowania, który zapewnia większą sterowność i kontrolę przy zatrzymywaniu oraz pokonywaniu zakrętów
- Zintegrowany statyw infuzyjny oraz ergonomiczne uchwyty ułatwiające transport pacjenta
- W pełni zintegrowane barierki boczne to większe bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu
- Opcjonalna przezierność dla promieniowania RTG na całej długości leża oszczędza czas i redukuje potencjalne urazy pacjenta podczas zbędnego repozycjonowania




Zintegrowany uchwyt na butlę tlenową



Opcjonalnie: 4-stronne pedały hamowania i sterowania



Opcjonalnie: ergonomiczne uchwyty do prowadzenia i zintegrowany statyw infuzyjny



Opcjonalnie: aktywny hamulec ręczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Bezpieczne obciążenie robocze: 317,5 kg
- Waga (bez materaca/ akcesoriów): 120,2 kg
- Zakres wysokości: od 52,1 do 87 cm
- Trendelenburg/Anty-Trendelenburg: od -18° do +18°
- Klasa ochrony: IPX4
- Szerokość leża:
 - standardowa: 66 cm
 - opcjonalna: 76,2 cm
- Szerokość wózka:
 - barierki złożone: 74,3 do 84,5 cm
 - barierki podniesione: 81,3 do 91,4 cm
- Długość leża: 190,5 cm
- Długość wózka: 210,8 cm
- Wysokość materaca:
 - standardowa: 7,6 cm
 - opcjonalna: 10,2 lub 12,7 cm
- Barierki:
 - wysokość: 36,8 cm
 - długość: 119,4 cm
- Prześwit: 2,9 do 8,9 cm
- Kółka:
 - 4 x 20,3 cm
 - pojedyncze

OPCJE DODATKOWE:

- Uchwyty do prowadzenia
- Zintegrowany aktywny hamulec ręczny
- Sterowane hydraulicznie pedały służące do regulacji wysokości wózków, umieszczone po stronie szczytu dolnego
- 4-stronne pedały hamulca i sterowania
- Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem/półka na akcesoria
- Leże przeziernie dla promieniowania RTG
- Boczny uchwyt na kasetę RTG
- Zintegrowany statyw infuzyjny – trójpozycyjny
- Ręczna regulacja kąta ugięcia kolan
- Backsaver Fowler™ (wraz z ręczną regulacją kąta ugięcia kolan)
- Auto Contour™ (z ręczną regulacją kąta ugięcia kolan i systemem BackSaver Fowler)

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

