

**OPIS PRODUKTU:**

Ekonomiczna propozycja dla wszystkich oddziałów szpitalnych.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Solidna, wzmocniona stalą obudowa zapewnia wytrzymałość nawet przy bardzo częstym użytkowaniu
- Możliwość obniżenia wózka na wysokość 58,4 cm daje możliwość łatwiejszego dostępu dla pacjenta
- W pełni zintegrowane barierki boczne to większe bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu
- Opcja: Steering Plus™ - system kierowania posiadający w pełni blokowany pięciokołowy układ hamowania, który zapewnia większą sterowność i kontrolę przy zatrzymywaniu i pokonywaniu zakrętów
- Opcja: Zintegrowany statyw infuzyjny oraz ergonomiczne uchwyty do prowadzenia ułatwiające transport pacjenta



Opcjonalnie: ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka



Opcjonalnie: zintegrowany statyw infuzyjny



Opcjonalnie: Steering Plus™ – system kierowania posiadający w pełni blokowany pięciokołowy układ hamowania, który zapewnia większą sterowność i kontrolę przy zatrzymywaniu i pokonywaniu zakrętów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Bezpieczne obciążenie robocze: 317,5 kg
- Waga (bez materaca/ akcesoriów): 120,2 kg
- Zakres wysokości: 58,4 do 87 cm
- Trendelenburg/Anty-Trendelenburg: -18° do $+18^{\circ}$
- Klasa ochrony: IPX4
- Szerokość leża:
 - standardowa: 66 cm
 - opcjonalna: 76,2 cm
- Szerokość wózka:
 - barierki złożone: 77,2 do 87,3 cm
 - barierki podniesione: 81,3 do 91,4 cm
- Długość leża: 190,5 cm
- Długość wózka: 210,8 cm
- Wysokość materaca:
 - standardowa: 7,6 cm
 - opcjonalna: 10,2 lub 12,7 cm
- Barierki:
 - wysokość: 35,6 cm
 - długość: 119,4 cm
- Prześwit: 2,9 do 8,9 cm
- Kółka:
 - 4 x 20,3 cm
 - pojedyncze

OPCJE DODATKOWE:

- Uchwyty do prowadzenia wózka
- System Steering Plus
- 4-stronne pedały hamulca i sterowania
- Zintegrowany uchwyt na butlę tlenową/półkę na akcesoria
- Segment oparcia przezierny dla promieniowania RTG
- Boczny uchwyt na kasetę RTG
- Zintegrowany statyw infuzyjny dwu- lub trójpozycyjny

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

